

Aesculap Orthopaedics

BiPolar Cup

Order information





BiPolar Cup

Merkmale	Features	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> ✗ Außendurchmesser von 39 mm bis 55 mm ✗ BiPolar Cup, selbstzentrierend, mit herausnehmbarem Sicherungsring ✗ feste Verbindung zwischen Metallschale und Polyethylensatz 	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Outside diameter from 39 mm to 55 mm ✗ BiPolar Cup, selfcentering with removable inner ring that prevents dislocation ✗ The outer metall shell and the polyethylen insert are permanently fitted 	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Diamètre extérieur de 39 mm à 55 mm ✗ BiPolar Cup à autocentrage, avec bague rétentive amovible ✗ Fixation permanente entre le metal-back et le noyau en polyéthylène

Außendurchmesser outside diameter Diamètre extérieur	BiPolar Cup ø 22.2 mm	BiPolar Cup ø 28 mm	Probeköpfe Trialheads Cupule d'essai
39 mm	NK 019 S	-	-
40 mm	NK 020 S	-	-
41 mm	NK 021 S	-	-
42 mm	NK 022 S	-	ND 912
43 mm	NK 023 S	NK 043 S	ND 913
44 mm	NK 024 S	NK 044 S	ND 914
45 mm	NK 025 S	NK 045 S	ND 915
46 mm	NK 026 S	NK 046 S	ND 916
47 mm	NK 027 S	NK 047 S	ND 917
48 mm	NK 028 S	NK 048 S	ND 918
49 mm	NK 029 S	NK 049 S	ND 919
50 mm	NK 030 S	NK 050 S	ND 920
51 mm	NK 031 S	NK 051 S	ND 921
52 mm	NK 032 S	NK 052 S	ND 922
53 mm	NK 033 S	NK 053 S	ND 923
54 mm	NK 034 S	NK 054 S	ND 924
55 mm	NK 035 S	NK 055 S	ND 925

ND 930 R Spannzange für Sicherungsring	ND 930 R Forceps to remove inner ring	ND 930 R Pince d'extraction de la bague rétentive
---	--	--

ND 170 R Handgriff für Probekopf	ND 170 R Handle for test heads	ND 170 R Poignée pour cupules d'sai
-------------------------------------	-----------------------------------	--

Technische Änderungen vorbehalten.
Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Erzeugnisse dienen. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Bei Mißbrauch behalten wir uns Rücknahme der Kataloge und Preislisten sowie Regreßmaßnahmen vor.

Subject to technical modifications.
This leaflet is to be used for no other purposes than offering, buying and selling of our products. Reprinting, even partially, is not allowed. In case of misuse we shall have the right to recall our catalogues and pricelists and take care of our interests.

Sous réserve de modifications techniques.
Cette documentation doit servir exclusivement à l'offre, l'achat et la vente de nos produits. Toute reproduction – même en extraits – est interdite. En cas d'abus, nous réservons le droit d'exiger la restitution des catalogues et tarifs et de recourir à des mesures judiciaires.

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Aesculap AG & Co. KG
Am Aesculap-Platz
78532 Tuttlingen
Phone +49 7461 95-0
Fax +49 7461 95-2600
www.aesculap.de