

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dây bơm thuốc áp lực cao

Chủng loại: Angiodyn

Mô tả sản phẩm

Ống trong suốt, chịu áp lực lớn, đã được thử nghiệm với áp lực lớn (84/1200 psi và 70 bar/1000 psi), dùng một lần.

Chỉ định

Dây bơm thuốc áp lực cao được dùng cho rất nhiều ứng dụng như tiêm, tiêm truyền, truyền dịch và lọc máu khi kết hợp với các thiết bị khác.

Chống chỉ định

Bệnh nhân được biết nhạy cảm với các vật liệu được dùng

Nguy cơ

Các biến chứng tiềm ẩn có thể xảy ra khi chỗ kết nối với các thiết bị khác bị hỏng hay rò rỉ (nhiễm trùng, thuyên tắc với bọt khí hay huyết khối) dẫn đến thất bại trong việc thao tác hay thực hiện phép đo chính xác.

Thận trọng

Đảm bảo rằng các kết nối phù hợp với hướng dẫn sử dụng của bộ theo dõi hay thiết bị phù hợp. Cần kiểm soát và theo dõi cẩn thận.

Hướng dẫn hủy bỏ

Sau khi sử dụng, hủy bỏ sản phẩm và bao bì theo chính sách của bệnh viện, cơ quan quản lý hay chính quyền địa phương.