

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên trang thiết bị y tế: Màn phủ (Drap phủ)

Mô tả sản phẩm

Màn phủ làm bằng polyethylene dùng một lần may kèm dây thun.

Chỉ định

Để che phủ an toàn cho máy đo hay vị trí đặt thiết bị trong buồng can thiệp, phòng vận chuyển, phòng soi tiêu hóa hay khu chụp X-quang.

Chống chỉ định

Chưa biết

Cảnh báo

Không có

Thận trọng

Cần giữ thiết bị sạch sẽ. Không vuốt gấp bao thành các cạnh sắc.

Hướng dẫn sử dụng

- Lựa chọn kích thước và hình dáng phù hợp với thiết bị cần bao bọc.
- Có thể cố định màn phủ bằng băng keo hoặc dải băng đàn hồi.
- Sau khi sử dụng, hủy bỏ sản phẩm và bao bì theo chính sách của bệnh viện, cơ quan quản lý hay chính quyền địa phương.